

Sammlung von Stuhlproben

KETTERHILL

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES



Waschen Sie sich die Hände.



Sammeln Sie mindestens eine haselnussgroße Menge Stuhl, entweder direkt in das Sammelgefäß



oder mithilfe der Vorrichtung.



Verschließen Sie das Sammelgefäß sorgfältig und notieren Sie Ihren Namen, Vornamen, Ihr Geburtsdatum und die Uhrzeit der Stuhlprobe auf dem Gefäß.



Bringen Sie das Gefäß schnellstmöglich zum Labor.
Lagern Sie die Probe 12 Stunden bei Raumtemperatur oder
24 Stunden bei +4°C.

