

	<b>ANNEXE</b> <b>PRELEVEMENT DES YEUX ET ANNEXES</b>			
	Identification <b>A_MO_PREL_40_F</b>	Approbateur Caroline SCHEIBER	Date d'application 09/09/2022	Version 1

## 1. Comment procéder ?

Recherche de germes responsables de lésions des yeux et leur annexes.

Matériel	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gants sans talc</li> <li>› Ecouillons</li> <li>› Pince à épiler décontaminée</li> <li>› Flacon stérile</li> <li>› Sérum physiologique</li> </ul>
Précaution	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Avant toute instillation de collyre ou 48 heures après l'application de pommade ophtalmologique</li> </ul>
Protocole	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Mettre des gants</li> <li>› Utiliser un écouvillon SWAB pour prélever au niveau de l'angle interne de l'œil et de la face conjonctivale de la paupière inférieure en écartant celle-ci</li> </ul> <p><b>Paupière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› A l'aide d'une pince à épiler décontaminée, prélever des croûtes ou squames du bord de la paupière et arracher 2 ou 3 cils. Utiliser un écouvillon SWAB si besoin.</li> <li>› Les placer dans un flacon stérile</li> </ul> <p><b>Herpès PCR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Humidifier un écouvillon DACRON au sérum physiologique pour enlever croûtes, pus ou suintement et le jeter</li> <li>› Avec un second écouvillon DACRON, frotter le plancher de la lésion. En l'absence de lésion, prélever la face interne de la paupière.</li> </ul>

## 2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
08.08.22	1	Première édition