

	ANNEXE PRELEVEMENT D'UN LIQUIDE DE PONCTION			
	Identification A_MO_PREL_40_P	Approbateur Caroline SCHEIBER	Date d'application 09/09/2022	Version 1

1. Comment procéder ?

Examens cytologiques, biochimiques et bactériologiques

Matériel	<ul style="list-style-type: none"> › Gants sans talc › Seringue avec bouchon obturateur › Aiguille › 2 tubes héparinés › Ecouvillon SWAB violet
Précaution	<ul style="list-style-type: none"> › Prélèvement réalisé par ponction à l'aiguille par le médecin
Protocole	<ul style="list-style-type: none"> › Prélever 3 ml de liquide minimum à la seringue › Retirer l'aiguille › Aliquoter 1 ml dans chaque tube hépariné (examens cytologiques et biochimiques) › Aliquoter environ 5 gouttes dans le tube SWAB (conservation des germes – examens bactériologiques) › Fermer la seringue à l'aide du bouchon obturateur et la transmettre au laboratoire

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
24.08.22	1	Première édition