

	ANNEXE PRELEVEMENT DE PLAIE - PEAU			
	Identification A_MO_PREL_40_M	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 18/07/2024	Version 2

1. Comment procéder ?

Recherche d'agents pathogènes à différencier des bactéries commensales

Matériel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gants sans talc ▶ Ecouvillon SWAB et/ou DACRON ▶ Sérum physiologique ▶ Compresse
Précautions	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A distance de toute antibiothérapie locale ou générale ▶ Bien nettoyer au préalable la plaie avec du sérum physiologique et des compresses et éliminer les exsudats
Protocole	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mettre des gants <p>Bactériologie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiliser un écouvillon SWAB pour frotter le cœur de la plaie en appuyant dans la zone la plus propre et en tournant sur 1 cm² pour extraire le liquide de la plaie (technique de Levine) <p>Herpès PCR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Humidifier un écouvillon DACRON au sérum physiologique pour enlever croûtes, pus ou suintement et le jeter ▶ Avec un second écouvillon DACRON, frotter le plancher de la lésion

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
11.08.22	1	Première édition
01.07.24	2	Volet "Matériel" : ajout des compresses. Volet "Précautions" : nettoyage de la plaie avant le prélèvement. Volet "Protocole" : technique de Levine pour la bactériologie.