

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">KETTERHILL</div>	ANNEXE WUNDABSTRICH - HAUT			
	Identification A_MO_PREL_40_M	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 18/07/2024	Version 2

1. Vorgehensweise ?

Nachweis pathogener Keime, welche nicht mit den kommentierenden Bakterien zu verwechseln sind

Material	<ul style="list-style-type: none"> ▶ puderfreie Handschuhe ▶ SWAB und/oder DACRON Abstrichröhrchen ▶ physiologische Kochsalzlösung ▶ Kompressen
Vorsichts- massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ausserhalb jeglicher lokal oder generellen Antibiotikabehandlung ▶ Wunde vorher gut mit physiologischer Kochsalzlösung und Kompressen reinigen und Exsudat entfernen
Protokoll	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Handschuhe anziehen <p>Bakteriologie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ SWAB Abstrichstäbchen benutzen, um die Mitte der Wunde abzureiben, durch drücken in der saubersten Wundzone, und drehen auf einem 1 cm² um möglichst viel Wundsekret aufzunehmen (Levine Technik) <p>Herpes PCR Test</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ein DACRON Abstrichstäbchen mit physiologischer Kochsalzlösung befeuchten, um Krusten, Eiter oder Wundflüssigkeit zu entfernen, und entsorgen Sie ihn ▶ Mit einem zweiten DACRON Abstrichstäbchen die Läsion abreiben

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
11.08.22	1	Erstausgabe
01.07.24	2	Abschnitt "Material" : Kompressen hinzugefügt. Abschnitt "Vorsichtsmassnahmen" : Reinigung der Wunde vor der Entnahme. Abschnitt "Protokoll" : Levine Technik für Bakteriologie.