

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">KETTERHILL</div>	ANNEXE GEBAERMUTTERHALS ABSTRICH			
	Identification A_MO_PREL_40_I	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 30/08/2024	Version 2

1. Vorgehensweise ?

Material	<ul style="list-style-type: none"> ▶ puderfreie Handschuhe ▶ Schutzpapier für die Liege ▶ Spekulum ▶ SWAB oder DACRON Abstrichröhrchen ▶ physiologische Kochsalzlösung ▶ Zytobürste und ThinPrep Behälter
Vorsichts- massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nur ein Arzt oder eine Hebamme dürfen den Abstrich mit Spekulum durchführen ▶ In Abstand von jeder Vaginaltoilette ▶ In Abstand jeglicher lokalen Therapie (min. 48 Stunden)
Protokoll	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Die Patientin auffordern Ihren Unterleib zu entkleiden, und sich auf die Liege zu legen Diese ist mit einem Papierschutz bedeckt Die Füße in die Bügel legen ▶ Handschuhe anziehen und Spekulum einführen <p>Bakteriologie (IST und urogenitale Mykoplasmen inbegriffen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ SWAB Abstrichstäbchen einführen, um soviel Exsudat wie möglich am Gebärmutterhals zu sammeln ▶ 3 - 5 mal eine Drehbewegung durchführen ▶ Das Stäbchen herausziehen, ohne dabei die vaginale Schleimhaut zu berühren <p>HPV</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schleim mit dem DACRON Abstrichstäbchen entfernen und wegwerfen ▶ Die Zytobürste in den Gebärmutterhals einführen, bis der Bürstenkopf nicht mehr sichtbar ist ▶ 3 - 5 mal eine Drehbewegung durchführen ▶ Die Bürste herausziehen, ohne dabei die vaginale Schleimhaut zu berühren ▶ In das Thinprep Medium überführen. Zytobürste nicht in der Flasche lassen <p>Herpes PCR Test</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Das DACRON Abstrichstäbchen mit physiologischer Kochsalzlösung befeuchten, um Krusten, Eiter oder Sekretionen zu entfernen und wegwerfen ▶ Mit einem SWAB oder DACRON Abstrichstäbchen den Mittelpunkt der Läsion abstreichen ▶ Das Stäbchen herausziehen, ohne dabei die vaginale Schleimhaut zu berühren

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
24.08.22	1	Erstausgabe
30.08.24	2	Abschnitt "Protokoll" : identische Probenahme für Bakteriologie und STI.