

KETTERTHILL	ANNEXE HNO ABSTRICH			
Identification A_MO_PREL_40_D	Approbateur Pierre BLONSKI	Date d'application 09/09/2025	Version 5	Page 1 / 2

1. Vorgehensweise ?

Nachweis von Bakterien welche HNO-Erkrankungen auslösen können.

Material	▶ Schutzmaterial : Brille, puderfreie Handschuhe, FFP2 Maske, chirurgische Maske für den Patienten wenn nötig ▶ Schutzkittel (bei ambulantem Abstrich) ▶ Zungenspatel ▶ physiologische Kochsalzlösung -> fakultativ ▶ SWAB Abstrichröhrchen → Alle pathogenen Keime ▶ DACRON Abstrichröhrchen → fakultativ
Vorsicht-massnahmen	▶ Vor jeglicher Antibiotikatherapie oder 7 Tage nach Beendigung der Behandlung ▶ Abstrichröhrchen nach der Entnahme wieder in den Behälter geben und die Probe identifizieren, ohne den Ort zu vergessen ▶ Werden gleichzeitig mehrere Abstriche bei einem Patienten durchgeführt, die Röhrchen mit einem Gummi zusammenbinden ▶ Wenn PCR- und Kulturtests verlangt werden, 2 Abstriche vorsehen ▶ Die Bakterien Streptococcus Pneumoniae, Moraxella Catarrhalis und Haemophilus Influenzae werden nur kulturell nachgewiesen → SWAB Abstrichröhrchen benutzen, und den vom Arzt geforderten Bereich respektieren

Halsabstrich

- ▶ Mund gross öffnen
- ▶ Zunge mit dem Zungenspatel runter drücken
- ▶ Patienten auffordern "AAHHH" zu sagen, um den hinteren Gaumen sichtbar zu machen.
- ▶ Mit SWAB die roten Zonen abreiben (erythematös) und/oder die eitrigen Zonen im Pharynx und den Mandeln

Nasopharynxabstrich

- ▶ Die Nase des Patienten leicht anheben
- ▶ Das SWAB wie einen Kugelschreiber halten, und es waagerecht zum Gesichtprofil in die Nasenhöhle einführen entlang des Bodens der Nasenhöhle
- ▶ Einführen bis dass ein Widerstand spürbar wird, dann eine sanfte Drehbewegung durchführen, bevor das Stäbchen wieder herausgezogen wird

Nasenabstrich

- Protokoll
- ▶ Das SWAB tief in die Nasenhöhle einführen
 - ▶ Eine sanfte Drehbewegung durchführen, dann das Stäbchen wieder herausziehen

Ohrenabstrich

- ▶ Das DACRON Abstrichstäbchen mit physiologischer Kochsalzlösung anfeuchten
- ▶ Krusten und Verschmutzungen mit dem DACRON entfernen, und dieses dann entsorgen
- ▶ Mit dem SWAB den Eiter sammeln, oder das Ohr abreiben (Eingang des Gehörganges) mit 2 - 3 Drehbewegungen

Mund, Lippen, Zunhen Abstrich

- ▶ Das SWAB benutzen (Analysen abhängig)
- ▶ Bei bestehender Läsion, an dieser Stelle reiben, und erwähnen diese

Herpes Abstrich

- ▶ Das DACRON mit physiologischer Kochsalzlösung anfeuchten.
- ▶ Krusten oder Sekretionen mit dem Stäbchen entfernen, und dieses dann entsorgen.
- ▶ Die Läsion mit dem SWAB abreiben.

	ANNEXE HNO ABSTRICH			
Identification A_MO_PREL_40_D	Approbateur Pierre BLONSKI	Date d'application 09/09/2025	Version 5	Page 2 / 2

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
24.08.22	1	Erstausgabe
19.05.23	2	• Bakteriennachweis in THIN PREP Flüssigkeit ist unmöglich. • Benutzung der Bürste und der THIN PREP Flüssigkeit für HPV.
19.04.24	3	• UTM-Milieu wurde gelöscht. • Benutzung des SWAB Abstrichröhrchens für HPV und Herpes wurde hinzugefügt. • Benutzung des DACRON Abstrichröhrchens für Keuchhusten wurde gelöscht.
30.08.24	4	• Hinzufügen von Vorsichtsmassnahmen. • nur ein entnommenes Nasenloch bei Nasenproben.
05.09.25		• Wegfall von Thinprep für HPV und Dacron für Herpes.