

KETTERHILL	ANNEXE PRELEVEMENT URETRAL			
Identification A_MO_PREL_40_H	Approbateur Pierre BLONSKI	Date d'application 09/09/2025	Version 3	Page 1 / 1

1. Comment procéder ?

Matériel	▶ Gants sans talc ▶ Ecouvillon SWAB orange
Précautions	▶ Prélèvement le matin de préférence, avant toute miction ou toilette ▶ Si réalisé en journée, attendre 2h après la dernière miction ▶ Informer le patient du risque de brûlure dans les 24h suivant le prélèvement ▶ Si le prélèvement n'est pas possible, prévenir le patient que la recherche de Chlamydiae trachomatis, Gonocoque et Mycoplasma genitalium peut être effectuée sur le 1^{er} jet urinaire
Protocole	Bactériologie : ▶ Décalotter le gland ▶ En cas d'écoulement spontané, prélever l'exsudat avec le SWAB orange ▶ Introduire le SWAB orange dans le méat urétral sur 1 à 2 cm ▶ Retirer l'écouvillon HPV : ▶ Récupérer le maximum de cellules par grattage avec le SWAB orange

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
11.08.22	1	Première édition
30.08.24	2	Volet "Matériel" : ajout du milieu M4RT. Volet "Protocole" : - utilisation d'un SWAB orange en cas d'écoulement spontané pour la bactériologie. - utilisation possible d'un SWAB orange pour HPV.
05.09.25	3	Suppression du ThinPrep pour l'HPV