	<b>ANNEXE</b> <b>PRELEVEMENT DE PLAIE - PEAU</b>			
	Identification <b>A_MO_PREL_40_M</b>	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 30/03/2026	Version 4

## 1. Comment procéder ?

Recherche d'agents pathogènes à différencier des bactéries commensales

### Matériel

- Gants sans talc
- Surblouse
- Ecouvillon SWAB et/ou DACRON
- Sérum physiologique
- Compresses
- Curette
- Lame
- Porte-lame
- Adhésif transparent

### Précautions

- A distance de toute antibiothérapie locale ou générale
- Bien nettoyer au préalable la plaie avec du sérum physiologique et des compresses et éliminer les exsudats

- Mettre des gants
- Porter une surblouse pour le prélèvement de Sarcopte

### Bactériologie

- Utiliser un écouvillon SWAB pour frotter le cœur de la plaie en appuyant dans la zone la plus propre et en tournant sur 1 cm<sup>2</sup> pour extraire le liquide de la plaie (technique de Levine)


### Herpès PCR

- Humidifier un écouvillon DACRON au sérum physiologique pour enlever croûtes, pus ou suintement et le jeter
- Avec un second écouvillon DACRON, frotter le plancher de la lésion

### Protocole

#### Sarcopte (*Sarcoptes scabiei*, agent de la gale)

- Choisir une lésion récente et typique, correspondant à un sillon rouge (trajet du parasite), le plus souvent localisé entre les doigts, sur les poignets, les coudes, les aréoles, les fesses ou les organes génitaux
- Gratter la lésion à l'aide d'une curette jusqu'à obtenir un peu de croûte (couche superficielle de l'épiderme) ou de liquide séreux transparent
- Le prélèvement peut être inconfortable mais ne doit pas provoquer de saignement
- Déposer le matériel prélevé sur une lame et recouvrir de ruban **adhésif transparent (scotch)**. Il est impératif que le ruban adhésif soit transparent car l'observation se fait au microscope
- Ranger la lame dans un porte-lame

	<b>ANNEXE</b> <b>PRELEVEMENT DE PLAIE - PEAU</b>			
	Identification <b>A_MO_PREL_40_M</b>	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 30/03/2026	Version 4

## 2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
11.08.22	1	Première édition
01.07.24	2	Volet "Matériel" : ajout des compresses. Volet "Précautions" : nettoyage de la plaie avant le prélèvement. Volet "Protocole" : technique de Levine pour la bactériologie.
06.01.26	3	Volet "Protocole" : ajout du prélèvement pour la recherche de sarcopte (agent de la gale).
25.03.26	4	Port de la surblouse pour le prélèvement de Sarcopte.