

# PRÉLÈVEMENT COLLECTION FERMÉE

## COMMENT FAIRE ?

### PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

- Prélèvements à l'écouvillon non recommandés.
- Prélèvements réalisés par ponction à l'aiguille (ou incision) par le médecin.

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Gants sans talc
- Désinfectant
- Ecouvillons SWAB bouchon violet (figure b)
- Seringue stérile avec bouchon obturateur + aiguille stérile (figure a)

### SÉQUENCE DE PRÉLÈVEMENT :

- 1 Désinfecter la peau.
- 2 Ponctionner avec l'aiguille + seringue pour aspiration du pus (figure 1 & 2).
- 3 Retirer l'aiguille et la jeter.
- 4 Chasser l'air.
- 5 Aliquoter quelques gouttes de pus dans le tube de l'écouvillon SWAB.
- 6 Obturer la seringue avec le bouchon pour préserver les germes fragiles. (figure 3)
- 7 Identifier les échantillons.
- 8 Transmettre la seringue bouchée + le SWAB contenant le pus au laboratoire.

