

	ANNEXE RECUEIL D'URINE 1ER JET			
Identification A_MO_PREL_39_J	Approbateur 1	Date d'application 01/07/2026	Version 1	Page 1 / 1

1. Quand réaliser un recueil sur urine 1^{er} jet :

Le recueil d'urine 1^{er} jet permet de récupérer les bactéries présentes dans l'urètre.

Il est donc indiqué pour la recherche de germes responsables d'urétrite, notamment les IST, ou chez la femme présentant des signes de dysurie/pollakiurie non expliqués par une cystite.

2. Comment procéder ?

Sur urine du matin ou au moins 2h après la dernière miction.

Le patient se lave les mains, puis procède au recueil du 1^{er} jet d'urine dans un pot dédié SANS toilette du méat urétral.

Noter les Nom et prénom du patient sur le flacon.

Noter les Renseignements cliniques (brûlures, écoulement, fièvre, traitement en cours...) sur l'étiquette de traçabilité.

3. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
29.06.2026	1	Première édition